

Analizador automático de inmunoensayo de quimioluminiscencia

ACCURE 8



Dimensión: Tamaño
600x370x500mm
Peso: 42 Kg

Impresora térmica integrada
y escáner de código de
barras

Pantalla táctil de 15,6 pulgadas

Conexión LIS/HIS RS232,
USB, conexión a Internet

Metodología:
Quimioluminiscencia (CLIA)

6 posiciones de reacción

Libre de mantenimiento
Sin consumibles adicionales

Medición de velocidad: 36
pruebas/hs