

Analizador automático de inmunoensayo de quimioluminiscencia

ACCRE 90



**Dimensión: Tamaño 566x524x672mm
(largo*ancho*profundidad)
Peso: 67 Kg**

**Impresora térmica integrada y
escáner de código de barras**

Pantalla táctil de 15,6 pulgadas

**Conexión LIS/HIS RS232,
USB, conexión a Internet**

**Metodología: Quimioluminiscencia
(CLIA)**

**Sangre entera/Sangre
capilar/Suero/Plasma**

**Procesamiento simultáneo de
diferentes
parámetros
Sin paso de líquido al interior, libre de
mantenimiento**

**2 módulos independientes con 16
canales
10 minutos para el primer
resultado.**

Hasta 96 pruebas/hora

**Diseño de movimiento mecánico
simplificado**