



## Analizador de Inmunoensayo de Fluorescencia

BIOT-YG-I FIA



**Principio:**  
Inmunocromatografía fluorescente

**Tamaño:**  
225×220×113mm

**Peso:**  
2,5 kilos

**Muestra:**  
Sangre entera/suero/plasma/orina

**Temperatura de incubación:**  
25 °C ± 1 °C

**Interfaz:**  
RS232, USB, Ethernet (Conexión directa a LIS/HIS)

**Almacenamiento automático de 5000 registros de pruebas.**

**Entrada de información:**  
Pantalla táctil, lector de código de barras.

**Pruebas:** Cardiacas, inflamación, marcadores tumorales, hormonas tiroideas, marcadores de hormonas, etc.