

Analizador de química

ECX 200



Rendimiento: 240 pruebas/hora para reactivo único, 160 pruebas/hora para reactivos doble

Sistema operativo: Windows 10, compatible con LIS

Metodología: Punto final, Tiempo fijo (dos puntos), Cinético

**Dimensiones(mm):
710mm*705mm*635mm
Peso: <75 Kg**

Capacidad de muestra: 40 posiciones

Longitud de onda: 340-800 nm, en total 12 longitudes de onda

Volumen de muestra 2µl-50µl

Capacidad de reactivos: 80 posiciones con un sistema de refrigeración ininterrumpida durante 24 horas