



Analizador de inmunoensayo cuantitativo

FA50



Dimensión:
300mm (largo) x270mm (ancho)
x160mm (alto)
Peso neto: 4KG

Impresora térmica interna, admite impresión automática, impresión manual

Pantalla táctil de 5,0 pulgadas

**Tiempo de incubación: 3-15min
Tiempo de medición: 10 segundos**

Principio: inmunofluorescente, cuantitativo.

Idioma: inglés, chino, español, portugués, francés, italiano, ruso, ucraniano

Tipo de muestra: sangre total, suero y plasma

Almacenamiento de resultados: 50.000 resultados

Volumen de muestra: 100 µL

Calibración automática de tarjeta magnética

Libre de mantenimiento

Parámetros: HbA1C, T3, T4, FT3*, FT4*, TSH, PCT, cTnI, LH, FSH, PRL, PROG, β-HCG, VitD, etc.