



ANALIZADOR DE PROTEÍNA ESPECÍFICA PA 50



Metodología: Nefelometría

Almacenamiento: 100,000 resultados

Rendimiento: 40 o 160 muestras/ hora

Impresión: impresión auto y manual, impresora térmica

Tipo de muestra: Sangre entera, suero, plasma, orina, etc.

Temperatura de trabajo: 10-30°C

Calibración: Tarjeta magnética, hace los resultados más precisos

Precisión: CV≤5%

Cubetas desechables, sin arrastre

Tamaño: 275mmx278mmx145mm o 345mmx352mmx180mm

Tiempo de reacción: 1.5-3 minutos

Peso neto: 3.2kg o 5.4kg

Idioma: Inglés, ruso, español, chino

Soporte de LIS y Código de barras