

# Analizador de hematología de 3 partes VH30



60 muestras por hora

Impresora incorporada

Modo de muestra: sangre entera,  
prediluida

Lector de tarjetas incorporado

Pantalla táctil TFT de 10,4 pulgadas

Almacenamiento:  
600.000 resultados de muestra con  
histogramas

Soporte: más de 18 especies, perros,  
gatos, conejos, etc.

Dimensión  
430 mm × 280 mm × 435 mm (largo ×  
ancho × alto)  
Peso  
17,5 kilos

Volumen de la muestra  
Sangre entera: 10ul, Prediluida: 20ul

24 parámetros (incluidos WBC, Neu#,  
Lym#, Gran#, Neu%, Lym%, Gran%,  
RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC,  
RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW-  
SD, PDW-CV, PCT, P-LCR, P-LCC, NLR,  
PLR)

Calibración:  
Calibración manual y automática.

2 Reactivos (1 Lyse + 1 Diluyente)  
1 Limpiador de sondas para  
mantenimiento