



ANALIZADOR DE QUÍMICA SEMIAUTOMATIZADO WP21A



Modo de celda de flujo y cubeta

Impresora incorporada

**Incubadoras y temporizadores
incorporados**

Conectividad LIS

**La gran pantalla táctil a color y el
software intuitivo lo hacen más fácil
de usar.**

**Métodos de prueba: punto final, dos
puntos, cinético.**

**Gran pantalla LCD en color con
pantalla táctil**

**Rango de longitud de onda: 340 nm ~
630 nm; 7 filtros**

**Visualización en tiempo real de la
curva de reacción.**

Volumen de muestra: 500 ~ 3000µL

**Función de apagado automático de la
lámpara**

**Lámpara halógena de 6 V, 10 W
Rango de absorbancia: 0 ~ 4,5 Abs;
Control de temperatura:
generalmente 37°C, el rango es
25~40°C.**

Gran almacenamiento de datos

**Dimensión de la máquina: 340 mm
(largo) * 270 mm (ancho) *
185 mm (alto)
Peso: alrededor de 5 kg**