

Coagulímetro BK-CA04

Biobase



Principio de prueba:
Método óptico

Pantalla táctil de alta definición

Pruebas:
TT, TP, TTPA, FIB

Almacenamiento: 200.000 resultados

Canales: 4

Impresora térmica incorporada

Tiempo de precalentamiento: 1-999sg

Peso: 4,9kg

Tiempo de reacción: 1-99sg

Dimensiones: 390*250*135mm

Posición de precalentamiento de la
muestra: 24

Volumen de reactivo: Al menos 20 μ l

Volumen de muestra: 20-40 μ l

Precalentamiento de reactivos: 6