

Extractor de ácidos nucleicos Singu32



Principio de funcionamiento:
transferencia de perlas magnéticas

Pantalla táctil de 7"

**Suero, plasma, sangre entera,
secreciones, saliva, fluidos tisulares,
hongos, etc.**

Esterilización UV

**Volumen de muestra de 20µl a
1000µl, volumen de elución de 50ul a
100ul**

**Dimensión: 370*380*400mm
Peso: 23kg**

**Rendimiento de muestras: 32
Tiempo de extracción: 9-18min**

**Sensibilidad: La tasa de detección de
100 copias/ml de muestras positivas
es $\geq 95\%$**