



ANALIZADOR DE HEMATOLOGIA

ZYBIO – Z3



Rendimiento
70 muestras/hora

Sangre venosa
Sangre capilar
Sangre prediluida

**Impedancia para el conteo de WBC, RBC y
PLT Colorimétrico para HGB**

Impresora térmica incorporada

21 parámetros + 3 histogramas

Pantalla táctil de 10.4 pulgadas

Volumen de muestra: 10 µL

Almacenamiento: 40.000 resultados

Reactivos:
Diluyente, Lisante, limpiador de sonda

Dimensión:
300*400*410mm
Peso: 18 kg