

BIOLOGÍA MOLECULAR - INSTRUMENTOS

TERMOCICLADOR LINEGENE MINI S-BIOER



- Capacidad de muestra: 16×0,2ml (Tubo transparente)
- 4 sondas de detección
- Sistema de reacción: 5-100µl
- Longitud de onda de excitación: 400-700 nm
- Longitud de onda de emisión de fluorescencia: 450-750 nm
- Rango de temperatura: 4°C-105°C
- Rango de temperatura de la tapa: 30-110°C (ajustable)
- Potencia: 100-240V, 50/60Hz
- Rango dinámico: 1-1010 copias/L
- Interfaz de operación táctil, fácil de funcionar
- Dimensiones: 364×210×180 (largo×ancho×alto)
- Peso: 7kg